

Purified anti-mouse CD28 Antibody

Catalog #AB2502

#Version 01



Immuno-X™

Eynos Lifescience co., Ltd
Make Research Easier

产品简介

CD28是一种44 kD的糖蛋白，也被称为Tp44或T44。它是Ig的成员表达于胸腺细胞、大多数外周T细胞和NK细胞。CD28与CD80（B7-1）和CD86（B7-2）共同作为T细胞和NK细胞的第二信号，促进T细胞激活和增殖。本产品有体外扩增T细胞、细胞因子表达和促进CTL发育的作用。

产品信息

产品名称	Purified anti-mouse CD28 Antibody
规格	1 mg, 1 mg/mL
Isotype	Syrian Hamster
克隆号	37.51
反应种属	Mouse
溶液	0.2 μm filtered in phosphate-buffered solution, pH 7.2, containing no preservative.
内毒素	Less than 0.01 EU/μg of the protein (< 0.001 ng/μg of the protein)
储存条件	The antibody solution should be stored undiluted between 2°C and 8°C.
应用	FC, IHC, activation on T cells