

Mouse FC blocker, anti-mouse CD16/CD32

Catalog #AB2506

#Version 01



Immuno-X™

Eynos Lifescience co., Ltd

Make Research Easier

产品简介

本单克隆抗体与小鼠CD16（FcγRIII）和CD32（FcγRII）特异性反应，可以阻断Fc受体和抗体的FC端非特异性结合。该抗体常用于流式细胞术染色实验，在抗原特异性一抗染色前防止IgG与FcγIII、FcγII等受体的非特异性结合。

产品信息

产品名称	Mouse FC blocker, anti-mouse CD16/CD32
抗体种属	重组human IgG1
浓度	0.5 mg/mL
表达宿主	CHO
应用	流式分析和细胞分选前阻断抗体非特异性结合
纯化方式	Protein A
储存Buffer	PBS, PH=7.4
储存条件	4℃保存

应用方法：用本抗体预孵育细胞以阻断Fc受体，每 1×10^6 个细胞，稀释到100μl PBS中，加入 1.0μg的anti-CD16/CD32 抗体在冰中孵育5-10分钟后，既可以用于下游实验。流式抗体染色前，不需要洗涤细胞。