

Anti-mouse IFN γ antibody, Functional Grade



Immuno-X™

Eynos Lifescience co., Ltd
Make Research Easier

Catalog #AB2509

#Version26.01

靶点简介

干扰素- γ (IFN- γ) 是一种由活化的NK细胞及T细胞分泌产生的强效多功能性细胞因子。其最初因抗病毒活性而被发现，此外还具有抗增殖、免疫调节及促炎等多种生物学功能。IFN- γ 能够上调抗原呈递细胞表面的MHC I类和II类抗原表达水平。

· 中和： R4-6A2E抗体可中和天然或重组 IFN γ 的生物活性。推荐在体外及体内实验中，使用纯化抗体（内毒素 <0.1 EU/ μ g，无叠氮钠，经 0.2 μ m 过滤）中和小鼠 IFN γ 的生物活性。

产品信息

产品名称	Anti-Mouse IFN γ antibody, Functional Grade
克隆号	R4-6A2E
抗体种属	Rat IgG1, κ
浓度	> 1 mg/mL
表达宿主	CHO
应用	中和IFN γ 的功能；
纯化方式	Protein A
储存Buffer	PBS, PH=7.4
除菌	0.2 μ m滤膜 filtered
储存条件	4°C保存