

细胞分选缓冲液 (EasyIso Buffer)

Cat: EISO0500



Immuno-X™

Eynos LifeScience co., Ltd

Make Research Easier

产品简介

细胞分选缓冲液是有PBS添加2%的高品质胎牛血清和终浓度为0.02% EDTA组成，主要用于细胞分选、免疫细胞洗涤等场景。

注意：免疫细胞分选和培养中，低内毒素和渗透压稳定的缓冲液对细胞的存活影响较大，高品质的分选缓冲液有利于细胞后续培养和功能检测。

产品特性：

存贮温度：2-8 °C

配方：NaCl 136.89 mM; KCl 2.67 mM; Na₂HPO₄ 8.1 mM; KH₂PO₄ 1.76 mM; FBS 2%; EDTA 0.02%