

# F(ab')<sub>2</sub> Goat anti-mouse IgM (μ chain) Antibody

Catalog # PAB115006

#Version 25.01



**Immuno-X™**

**Eynos Lifescience co., Ltd**

**Make Research Easier**

## 靶点简介

F(ab')<sub>2</sub> Goat anti-mouse IgM (μ chain) Antibody可与小鼠 IgM 发生反应。它可用于功能性实验，例如 B 细胞激活。该试剂与牛源蛋白的交叉反应性极低。其最佳工作浓度需根据具体实验目标，通过实验经验确定。

## 产品信息

|          |                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------|
| 产品名称     | F(ab') <sub>2</sub> Goat anti-mouse IgM (μ chain) Antibody |
| 抗体种属     | Goat                                                       |
| 浓度       | 1 mg/mL                                                    |
| 抗体类型     | 多克隆抗体                                                      |
| 应用       | 激活小鼠B细胞（推荐终浓度 10 μg/mL）                                    |
| 纯化方式     | Protein A                                                  |
| 储存Buffer | PBS, PH=7.4                                                |
| 储存条件     | 4℃保存                                                       |