

F(ab')₂ Goat anti-human IgM/IgG (H+L) Antibody



Catalog # PAB115007

#Version 26.01

Immuno-X™

Eynos Lifescience co., Ltd
Make Research Easier

靶点简介

F(ab')₂ Goat anti-human IgM/IgG (H+L) Antibody可与小鼠 IgM/IgG发生结合，从而激活B细胞。它可用于功能性实验，例如 B 细胞激活。该试剂与牛源蛋白的交叉反应性极低。其最佳工作浓度需根据具体实验目标，通过实验经验确定。

产品信息

产品名称	F(ab') ₂ Goat anti-human IgM/IgG (H+L) Antibody
抗体种属	Goat
浓度	1 mg/mL
抗体类型	多克隆抗体
应用	激活人B细胞（推荐终浓度 10 µg/mL）
纯化方式	Protein A
储存Buffer	PBS, PH=7.4
储存条件	4℃保存
抗原信息	细胞类型：B细胞； 基因ID： 3507和3492
应用场景	免疫荧光、信号转导